

# NOUVEL HAY MAGAZINE

## SANS FRONTIÈRES

## Un capteur, un lecteur, et vous êtes libre



Le capteur FreeStyle Libre mesure les taux de glucose dans le liquide interstitiel. Il peut être porté pendant un maximum de 14 jours.

Le lecteur FreeStyle Libre affiche les données de taux de glucose recueillies par le capteur. Il enregistre un maximum de 90 jours de données de taux de glucose.\*  
\*Pour obtenir un panorama complet des taux de glucose sur les 3 derniers mois, le capteur doit être remplacé tous les 14 jours et être scanné au moins une fois toutes les 8 heures."

